

Labore und Termine Sammelstellen für Staphylokokkenprobe

	Was kann untersucht werden	Welches Labor	Wenn Probe über Grenzwert
1	<p>Käsebruch vor dem Brennen:</p> <p>Gekühlt</p> <p>Koagulasepositive Staphylokokken (KPS)</p>	<p>Probe gekühlt selber abgeben: Labor: Wasserlabor Thun nach Absprache: 033 225 88 20</p> <p>Probe gekühlt über Sammelstelle: Labor: LAAF Grangeneuve Route de Grangeneuve 31 1725 Posieux Tel : 026 305 55 00</p> <p>Termine Sammelstellen Sommer 2023 Eigermilch Grindelwald: 19. Juni und 24. Juli 09 – 11 Uhr Molki Meiringen: 19. Juni und 24. Juli, Tel: 033 971 14 32 Molkerei Schönried: 07. Juni und 05. Juli bis 17Uhr Molkerei Gstaad: 07. Juni und 05. Juli bis 17 Uhr INFORAMA Hondrich: Jeden Mittwoch im Sekretariat bis 16:30 Uhr</p> <p>Probefläschli: 50 ml über Bichsel und Winkler</p> <p>Auftragsformular: https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-06/formulaire_demande_analyse_generale_laaf_fr_de.pdf</p>	<p>Käsereiberatung kontaktieren, Betriebsabläufe verbessern, Nachprobe machen</p>
2	<p>Kessimilchprobe:</p> <p>Chemisch konserviert</p> <p>Ungekühlt per Post</p> <p>Staphylococcus aureus</p>	<p>Labor: laboRvet AG Wiggermatte 16 6260 Reiden Tel: 062 749 1199 welcome@laborvet.ch</p> <p>Probefläschli mit Konservierung und Auftragsformular: INFORAMA Hondrich: 031 636 04 00</p>	<p>Bruchprobe machen</p>
3	<p>Teigprobe vom Halbhartkäse:</p> <p>Ungekühlt</p> <p>Koagulasepositive Staphylokokken (KPS)</p>	<p>Wenn Halbhartkäse aus gleicher Mischmilch und gleiches Schmierewasser wie Hartkäse: Halbhartkäse zwischen 4. und 7. Reifungstag, Proben auf koagulasepositive Staph, E. coli und Listerien gilt für Hartkäse und Halbhartkäse</p> <p>Labore: Wasserlabor Thun LAAF Grangeneuve</p>	<p>Käsereiberatung kontaktieren</p>

Labore für Listerienprobe Hartkäse

Wasserlabor Thun oder LAAF Grangeneuve (Schmierewasser oder Käserinde)